

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

ANEXO

EXP. SG-18/08
FECHA: 25/03/08

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	PIEZAS	<p>MICROSCOPIO TRINOCULAR Microscopio con concepto modular, con capacidad de equipar individualmente con los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camara - Campo oscuro - Contraste de fase - Software - Fluorescencia modificable - Condensador de campo claro - Torrete para 6 objetivos: 1.6X, 2.5X, 5X, 10X , 20X <p>USOS: Analisis histologico y de la fluorescencia de muestras</p>		
1	PIEZAS	<p>PROCESADOR DE TEJIDOS DE VENTANA Consiste en un modulo de funcionamiento y un modulo de reactivo. Pueden ser apilados con el modulo de operaciones en tapa o ser colocados de lado a lado. El sistema del procesador fija, deshidrata, despeja e infiltra automaticamente especimenes del tejido fijo. Las características importantes del equipo son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero de estaciones del proceso: 10 solventes, 3 parafina. - Nuemero de estaciones de purga: 1 para limpiar, 1 para deshidratar. - Tiempo de proceso por estacion: 5 min. Estacion 1-10, 30 min. Estacion 11, 10 min. Estacion 12, 13. - Retardo: en cualquier estacion. - Temperatura de los solventes: desde 35° C a 45° C. - Temperatura parafina: desde 45° C a 63° C. - Presion alternada de vacio: 0-15Hg. - Tiempo del ciclo de purga: preestablecido a 20 min. Limpiador y 10 min., deshidratacion programable, hasta 60 min., cada estacion. 		
1	PIEZAS	<p>PROCESADOR DE TEJIDOS ROTATORIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad de solvente: 4 litros, graduado para 2 y 4.2 litros. - Capacidad de proceso: 240 muestras. - Capacidad de cassetes: 350 bien empacadas - El procesador tiene un sistema de ventilacion de modo que no contamina el ambiente de trabajo y se puede conectar una manguera que puede salir del exterior. - Todo el proceso es monitoreado electronicamente y cada paso se puede ver en pantalla. <p>SUGERENCIA: Se indica instalar un NO BREAK, ya quecualquier falla electrica mientras se esta trabajando puede afectar el funcionamiento del equipo.</p>		
4	PIEZAS	Sierras stryker 810 autopsy saw 120V-60 HZ 2.0A para corte de boveda craneana arcos costales, columna vertebral entre otros huesos.		

SUBTOTAL

IVA

SUMA TOTAL

NOTA: CUALQUIER DUDA O ACLARACION CONSULTAR AL TELEFONO 558-10-00 EXT. 1798